

A 857

Pièce d'adaptation

Pour usage de chariots labo des séries G 7827/28 et PG 8527/28 dans la PG 86xx.



- Utilisation des supports de Miele existants dans le PG 86xx
- Pour tous les supports des G 7827, G 7828, PG 8527 et PG 8528

Numéro EAN: 4002516201946 / Numéro de matériel: 11235960 / Ancien Numéro de matériel: 69685700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60
Dimension extérieure, largeur brute en mm	110
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	405
Poids net en kg	0,33
Poids brut en kg	0,43