


A 850
Cadre de maintien
Pour les modules à injection A 620.



- Répartition : 2 x 5 champs
- Utilisable sur le module à injection A 620
- pour le positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Numéro EAN: 4002516200703 / Numéro de matériel: 11236630 /
Ancien Numéro de matériel: 69685000D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	10
Largeur de compartiment en mm	114
Longueur de compartiment en mm	110
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	147
Dimension extérieure, largeur nette en mm	244
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	578
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	135
Dimension extérieure, largeur brute en mm	285
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	585
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,95