

APFD 203

Complément

pour le traitement des cadres porteurs d'appareils respiratoires autonomes.



- pour le traitement sûr d'un cadre porteur d'appareil respiratoire

Numéro EAN: 4002516185338 / Numéro de matériel: 11240090 /  
Ancien Numéro de matériel: 67020301D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Composants</b>	
PG 8063	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour support de respirateur à air comprimé	•
<b>Capacité</b>	
Supports de respirateur à air comprimé [nombre]	1
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	481
Dimension extérieure, largeur nette en mm	470
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	470
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	485
Dimension extérieure, largeur brute en mm	485
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	5,70
Poids brut en kg	6,22