


A 321
Utilisation
pour divers ustensiles.



- Convient par ex. pour béchers, entonnoirs et tire-lait
- Avec poignées flexibles

Numéro EAN: 4002516237099 / Numéro de matériel: 11309380 /
Ancien Numéro de matériel: 69632100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	81
Dimension extérieure, largeur nette en mm	240
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	545
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	90
Dimension extérieure, largeur brute en mm	255
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	585
Poids net en kg	0,76
Poids brut en kg	0,99