

APCL 021

Tiroir du filtre à peluches en inox

pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



- Pour encastrement dans un socle adapté
- À extraire pour un nettoyage rapide et facile.
- Filtre à peluches en inox facilement amovible
- Volumes 24 litres
- Diamètre du manchon de raccordement vers l'arrière 70 mm

Numéro EAN: 4002516228400 / Numéro de matériel: 11318880 /
Ancien Numéro de matériel: 59590016D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Catégorie de produit	
Filtre à peluches	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Volume en l	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	250
Dimension extérieure, largeur nette en mm	499
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	860
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	295
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	900
Poids net [kg]	11,00
Poids brut en kg	13,00