

DKF 28-R

Filtre à charbon actif AirClean Longlife régénérant

Pour hottes à circuit fermé Miele DA 7378 D

Numéro EAN: 4002516241805 / Numéro de matériel: 11347530 /
Ancien Numéro de matériel: 28996415EU1



- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Un chang. régulier le rend plus éco. qu'un filtre à usage unique.