

APST 003

Plateau en aluminium

pour accueillir des instruments ou objets poreux, petit.



- Perforé pour une pénétration optimale de la vapeur
- Grande stabilité pour un faible poids
- Convient pour PST 1710 et PST 1720

Numéro EAN: 4002516297055 / Numéro de matériel: 11377310 /
Ancien Numéro de matériel: 68900003D

| | |
|--|-----------|
| Famille produit | |
| Petits stérilisateur | • |
| Composants | |
| PST 1710 | • |
| PST 1720 | • |
| Catégorie de produit | |
| Plateaux_tablettes | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments d'ophtalmologie | • |
| Traitement des instruments gynécologiques | • |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 20 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 287 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 186 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 35 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 200 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 300 |
| Poids net en kg | 0,18 |
| Poids brut en kg | 0,24 |