

APST 004

Plateau en aluminium

pour accueillir des instruments ou objets poreux, grand.



- Perforé pour une pénétration optimale de la vapeur
- Grande stabilité pour un faible poids
- Convient pour PST 2210 et PST 2220

Numéro EAN: 4002516299448 / Numéro de matériel: 11377330 /
Ancien Numéro de matériel: 68900004D

Appartenance du produit	
Petits stérilisateur	•
Composants	
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Plateaux_tablettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Aluminium
Couleur	Argent
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	40
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,34