

APST 005  
Support de plateau  
pour sortir sans risque les plateaux en aluminium.



- Poignée en plastique

Numéro EAN: 4002516298199 / Numéro de matériel: 11377340 /  
Ancien Numéro de matériel: 68900005D

<b>Famille produit</b>	
Petits stérilisateurs	•
<b>Composants</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	186
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	379
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,05