

APST 006

Joint de porte

pour l'étanchéité de la chambre sous pression.



- Remplacement nécessaire après 800 cycles de stérilisation

Numéro EAN: 4002516298205 / Numéro de matériel: 11377350 /
Ancien Numéro de matériel: 68900006D

Appartenance du produit	
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Joint	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	400
Poids net en kg	0,11
Poids brut en kg	0,12