

APST 007

Microfiltre

pour filtrer les contaminants bactériologiques de l'air ambiant.



- Remplacement facile sur la face avant des stérilisateurs
- Remplacement nécessaire après 400 cycles de stérilisation

Numéro EAN: 4002516298311 / Numéro de matériel: 11377360 /
Ancien Numéro de matériel: 68900007D

Appartenance du produit	
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,04