

APST 008

Filtre

pour collecter les particules de poussière à l'intérieur de l'appareil.



- Cassette enfichable compacte pour un remplacement facile
- Remplacement nécessaire après 400 cycles de stérilisation

Numéro EAN: 4002516256397 / Numéro de matériel: 11377370 /
Ancien Numéro de matériel: 68900008D

Appartenance du produit	
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	15
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,05