

DataDiary Cube

Traçabilité basée sur une application

pour une consignation simple et sans fil des petits stérilisateurs CUBE.



- Solution Plug & Play nécessitant peu d'entretien
- Transmission de données sans fil par Wi-Fi sur un réseau local
- Création de protocole au format PDF
- Identification utilisateur via login et mot de passe ou tag NFC
- Accès appli, clé USB Wi-Fi et 5 cartes à puce NFC inclus
- Compatible à partir d'Android 8.0 et iOS 12.4

Numéro EAN: 4002516298328 / Numéro de matériel: 11394260 / Ancien Numéro de matériel: 68819003D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Systèmes d'exploitation pris en charge	Android
Diagonale d'écran minimale nécessaire du terminal en pouces	7,00
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10
Dimension extérieure, largeur nette en mm	25
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	69
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,08
Poids brut en kg	0,09