

APST 000

Système de traitement de l'eau Plug & Pure pour la préparation de l'eau déminéralisée.



- Composition : jeu de raccordement, tête et cartouche de filtre
- Simple et rapide à changer grâce à sa tête de filtre innovante
- Stabilité parfaite et surface préservée : pied en plastique
- Montage au mur facile grâce au support mural fourni
- Qualité d'eau élevée constante grâce au traitement d'eau innovant

Numéro EAN: 4002516297031 / Numéro de matériel: 11401510 / Ancien Numéro de matériel: 68900009D

Appartenance du produit	
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Puissance en l/min.	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	476
Dimension extérieure, largeur nette en mm	124
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	123
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	123
Dimension extérieure, largeur brute en mm	315
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	3,66
Poids brut en kg	4,03