

APST 001

Cartouche de recharge

pour le système de traitement de l'eau APST 000, préparation eau déminéralisée.



- Compact, se range dans une armoire basse pour gagner de la place
- Simple et rapide à changer grâce à sa tête de filtre innovante

Numéro EAN: 4002516266495 / Numéro de matériel: 11401750 /  
Ancien Numéro de matériel: 68900001D

<b>Appartenance du produit</b>	
Petits stérilisateurs	•
<b>Composants</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Puissance en l/min.	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	469
Dimension extérieure, largeur nette en mm	123
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	123
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	135
Dimension extérieure, largeur brute en mm	135
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	475
Poids net en kg	2,57
Poids brut en kg	2,77