

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

Filtre à eau au charbon actif pour MasterCool F 2xx2, KF 2xx2, KFMC 3xxx.

Numéro EAN: 4002516307846 / Numéro de matériel: 11480330 /
Ancien Numéro de matériel: 38996095EU1



- Pour une eau de bien meilleure qualité
- Bénéficiez d'une eau pure et de glaçons neutres en goût
- Filtre les matières en suspension et les odeurs dans l'eau du robinet
- Remplacer le filtre tous les 6 mois pour une performance optimale