

PR 900

Imprimante intégrée

Pour imprimer des protocoles de traitement.



- Imprimante thermique avec une largeur de papier de 60 mm
- Peut s'intégrer côté déchargement sur le modèle à deux portes

Numéro EAN: 4002516362081 / Numéro de matériel: 11491220 /
Ancien Numéro de matériel: 69247004D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Caractéristiques du produit	
Couleur	Noir
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	950
Dimension extérieure, largeur nette en mm	77
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	69
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1000
Poids net en kg	2,87
Poids brut en kg	3,59