

ProCare Tex 20 OB - 5 l
Agent de blanchiment, concentré liquide, acide, 5 l
à base d'oxygène.



- Pour éliminer les taches tenaces
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Additif optimal pour toutes les lessives
- Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux

Numéro EAN: 4002516365471 / Numéro de matériel: 11520280 /
Ancien Numéro de matériel: 59703101DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Blanchiment	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	1,5-2,5
Convient pour un dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de blanchiment
Alcalinité	Acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Oxygène actif
Sans phosphates	•
Agent d'oxygénation idéal dans les bains lessiviels	•
Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,13
Décomposition sans aucun résidu	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	256
Dimension extérieure, largeur nette en mm	148
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	193
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	249,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	148,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	193,00
Capacité de charge en g	5650
Poids brut en kg	6,00
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Règlement relatif aux explosifs	•