

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Agent de blanchiment, concentré liquide, acide, 10 l  
à base d'oxygène.



- Pour éliminer les taches tenaces
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Additif optimal pour toutes les lessives
- Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux

Numéro EAN: 4002516365488 / Numéro de matériel: 11520320 /  
Ancien Numéro de matériel: 59703201DE

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Blanchiment	Très bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Convient pour un dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Valeur de pH à 20 °C	1,5-2,5
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Agent de blanchiment
Alcalinité	Acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Oxygène actif
Sans phosphates	•
Agent d'oxygénation idéal dans les bains lessiviels	•
Apport en oxygène régulier grâce à des stabilisateurs spéciaux	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	1,13
Décomposition sans aucun résidu	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	228,00
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	314
Dimension extérieure, largeur nette en mm	202
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	306,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	204,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	228,00
Capacité de charge en g	11300
Poids brut en kg	12,00
Capacité en ml	10000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Règlement relatif aux explosifs	•