

ProCare Tex 70 S - 20 l  
Adoucissant, concentré liquide, acide, 20 l  
sans microplastiques.



- Pour un entretien optimal des textiles
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Bonnes propriétés antistatiques pour les tissus mélangés
- Très bonne affinité
- Aucun parfum encapsulé

Numéro EAN: 4002516365525 / Numéro de matériel: 11520400 /  
Ancien Numéro de matériel: 59704301DE

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Efficacité de lavage</b>	
Effet antistatique	Bien
Affinité	Très bien
<b>Dosage</b>	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Valeur pH de la solution	3,5-4,5
Convient pour un dosage automatique	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
<b>Utilisation</b>	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des tenues de travail	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Adoucissant
Alcalinité	Acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Parfums
Sans phosphates	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm <sup>3</sup>	0,99
Sans microplastiques	•
Additif optimal pour toutes les lessives	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	12
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	385
Dimension extérieure, largeur nette en mm	258
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	294
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	378,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	256,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	288,00
Capacité de charge en g	20000
Poids brut en kg	21,00
Capacité en ml	20000
<b>Conformités, contrôles et indicateurs</b>	
Conforme aux normes SGH/CLP	•