

ProCare Tex 11 - 20 kg

Lessive universelle, poudre, moyennement alcaline, 20 kg

une lessive ultra-performante, sans phosphates, et enrichie aux enzymes.



- Pour un nettoyage optimal de toutes sortes de textiles
- Développé spécialement pour Miele Professional
- Particulièrement efficace même à basse température
- Enzymes biologiquement efficaces, contient de l'oxygène actif
- Excellentes propriétés détachantes sur la saleté et le gras

Numéro EAN: 4002516365549 / Numéro de matériel: 11520440 /
Ancien Numéro de matériel: 59705301DE

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Très bien
Dissolution des protéines	Très bien
Dissolution de la graisse	Très bien
Blanchiment	Très bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,0-11,0
Utilisation	
Laveries automatiques	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Lessive tous textiles
Alcalinité	Alcalin
Type d'agrégat	Détergent en poudre
Composants	Oxygène
Effet biologique grâce à des enzymes spéciales	•
Sans phosphates	•
Efficace à des température de 30 à 90 °C	•
Particulièrement efficace à basse température	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	0,60
Manipulation aisée	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	750
Dimension extérieure, largeur nette en mm	350
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	140
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	440,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	620,00
Capacité de charge en g	20000
Poids brut en kg	21,00
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•