

## ProCare Sure I-PM Starter

Indicateur de processus, kit de base

Pour le contrôle visuel de routine de processus de nettoyage et de désinfection.



- Sécurité améliorée des utilisations habituelles
- Utilisation simple grâce à des indicateurs autocollants
- 2 supports en plastique et 64 indicateurs individuels par paquet
- Documentation complète avec formulaire au format PDF à télécharger

Numéro EAN: 4002516364696 / Numéro de matériel: 11577150 /

Ancien Numéro de matériel: 68915301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Principaux domaines d'utilis.</b>	
Laboratoires médicaux	•
Pharmacies	•
Cabinet dentaire	•
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270,00
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids brut en kg	0