


APWD 079

Panier

maintien optimal des instruments à cavité, compléments et compléments à mailles.



- Équipé de 8 emplacements d'injecteurs
- Hauteur de chargement 230 mm, largeur 320 mm, profondeur 395 mm

Numéro EAN: 4002516375883 / Numéro de matériel: 11587290 / Ancien Numéro de matériel: 68407900D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Divers compléments à mailles [nombre]	8
Spéculums gynécologiques [nombre]	12
Instruments avec lumen [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	85
Dimension extérieure, largeur nette en mm	395
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	469
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	410
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	2,39
Poids brut en kg	3,80