

ATT 86

Chariot de transport, automatique  
chargement/déchargement de laveurs grande cuve, réglage de hauteur électrique.



- Permet un travail ergonomique
- Réglable électriquement en hauteur en continu
- Avec en plus 3 hauteurs fixes au choix mémorisables
- Utilisation flexible grâce à la batterie puissante
- Équipé d'un bac collecteur amovible
- Batterie incluse, le chargeur doit être commandé séparément

Numéro EAN: 4002516463030 / Numéro de matériel: 11621520 /  
Ancien Numéro de matériel: 69200116D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Composants</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Caoutchouc, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Réglable en hauteur	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	923
Dimension extérieure, largeur nette en mm	662
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1156
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	816
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1236
Poids net en kg	106,20
Poids brut en kg	122,20
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Directive RoHS	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Protection contre les projections d'eau IPX5	•
GS	•
TÜV	•