

APIB 002

SteamJet

pour faciliter les finitions des chemisiers et vestons sur le cintre.



- Forte émission de vapeur pour des résultats inégalés
- La brosse amovible permet de redresser les fibres des textiles
- Convient aussi pour le défroissage vapeur des textiles
- Léger et conçu pour une manipulation simple

Numéro EAN: 4002516373261 / Numéro de matériel: 11622490 /  
Ancien Numéro de matériel: 59530002EU

<b>Appartenance du produit</b>	
Centres de repassage	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PIB 100	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc lotus
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	165
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	125
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net [kg]	0,95
Poids brut en kg	1,15