

APTD 500

Panier

pour rangement idéal de jusqu'à huit bouteilles et autres pièces creuses.



- Alternance très facile avec d'autres paniers – changement simple
- Traitement hygiénique grâce à des buses d'injection séparées
- Un adaptateur est fourni à la livraison
- Hauteur max. des pièces 375 mm, diamètre 100 mm

Numéro EAN: 4002516381709 / Numéro de matériel: 11622900 /
Ancien Numéro de matériel: 67650200D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Composants	
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Catégorie de produit	
Complément pour bouteilles et autres pièces creuses	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Capacité	
Bouteilles jusqu'à 375 mm de hauteur [nombre]	8
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	227
Dimension extérieure, largeur nette en mm	500
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	475
Dimension extérieure, largeur brute en mm	540
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,93
Poids brut en kg	4,40