

ProCare Protein Check

Vérification des protéines

pour la détection et l'évaluation qualitative de tous les résidus de protéines.



- Test des résidus après nettoyage et désinfection thermique
- Application précise
- Courte durée d'action (3 minutes)
- 3 unités par unité d'emballage

Numéro EAN: 4002516374169 / Numéro de matériel: 11626810 /
Ancien Numéro de matériel: 69910103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	28
Dimension extérieure, largeur brute en mm	157
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	232
Poids brut en kg	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	28
Dimension extérieure, largeur brute en mm	157
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	232
Poids net en kg	0,18
Poids brut en kg	0,18