

DKF 30-R  
Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérable  
pour les hottes à recyclage DAD 4x4x Miele



Numéro EAN: 4002516382836 / Numéro de matériel: 11662830 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996418EU1

- Un air frais et sans odeurs dans toute la cuisine
- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : 2 filtres sans cadre
- Faible résistance à l'écoulement grâce à une forme spécifique