

A 865

Logement

pour la prise en charge optimale des seringues multifonctions et 3F.



- Utilisable ds panier sup. A 105/1 et module A 315
- Compatible avec les seringues de nombreux fabricants

Numéro EAN: 4002516413752 / Numéro de matériel: 11709860 /  
Ancien Numéro de matériel: 69686500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Composants</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	121
Dimension extérieure, largeur nette en mm	28
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	108
Dimension extérieure, largeur brute en mm	117
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	305
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,93