

A 317

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 6 paniers à mailles.



- Équipé avec 7 supports (6 compartiments)
- Inclinaison réglable pour différentes gammes d'appareils

Numéro EAN: 4002516413875 / Numéro de matériel: 11710110 /
Ancien Numéro de matériel: 68631700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	6
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Capacité	
Plateaux/tablettes [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	142
Dimension extérieure, largeur nette en mm	154
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	465
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	220
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,83
Poids brut en kg	2,43