

GS RA 503 L

Produit de rinçage, 500 ml

pour un meilleur séchage et une meilleure protection dans un lave-vaisselle Miele.

Numéro EAN: 4002516430957 / Numéro de matériel: 11772100 /
Ancien Numéro de matériel: 21995532EU1



- Des verres toujours étincelants
- Adjuvant de séchage de votre vaisselle
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Dosage simple et précis grâce à sa fermeture spéciale
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique