


KFR 7000

Support à bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.

Numéro EAN: 4002516467489 / Numéro de matériel: 11775120 /
Ancien Numéro de matériel: 36996110EU1



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour rangement horizontal et sûr, par ex. des bouteilles de vin
- En métal chromé
- Convient pour appareils de froid encastrés sélectionnés K 7000
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme