

RX1-YCR-M05

Batterie Li-ion RX1

jusqu'à 60 min d'autonomie du Scout RX1.

Numéro EAN: 4002516435020 / Numéro de matériel: 11779150 /
Ancien Numéro de matériel: 4199699EU1



- Batterie de qualité et de grande capacité : 37,75 Wh
- Longue durée de vie grâce à la techn. lithium sans effet mémoire
- Avec protection contre courts-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute puissance est testée séparément