

RX2/RX3-YCR-M05

Batterie Li-Ion RX2/RX3 60

jusqu'à 60 min d'autonomie du Scout RX2/RX3.

Numéro EAN: 4002516435037 / Numéro de matériel: 11779160 /
Ancien Numéro de matériel: 4199700EU1



- Batterie de qualité et de grande capacité : 37,75 Wh
- Longue durée de vie grâce à la techn. lithium sans effet mémoire
- Avec protection contre courts-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute puissance est testée séparément