

RX2/RX3-YCR-MT12
Batterie Li-Ion RX2/RX3 120
jusqu'à 120 min d'autonomie du Scout RX2/RX3.

Numéro EAN: 4002516435044 / Numéro de matériel: 11779170 /
Ancien Numéro de matériel: 4199701EU1



- Batterie de qualité et de grande capacité : 75,5 Wh
- Longue durée de vie grâce à la techn. lithium sans effet mémoire
- Avec protection contre courts-circuits, surchauffe et surtension
- Remplacement simple et rapide de la batterie
- Chaque cellule haute puissance est testée séparément