

KSB 70

Boîte de rangement PerfectFresh
pour un stockage clair des aliments dans le réfrigérateur.

Numéro EAN: 4002516467496 / Numéro de matériel: 11779620 /
Ancien Numéro de matériel: 36996113EU1



- En plastique transparent de haute qualité
- Pour un stockage clair et flexible
- Peut être déplacé latéralement dans le compartiment PerfectFresh
- Particulièrement adapté aux aliments fragiles tels que les baies
- optimal pour tiroirs PerfectFresh Active et Pro K 7000