

DKF 31-R

Filtre anti-odeurs régénérant au charbon actif pour hottes à recycl. Miele
DAS 4x40, DAS 8x30 et selon DKFS 31-R pour DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30.

Numéro EAN: 4002516442219 / Numéro de matériel: 11793470 /
Ancien Numéro de matériel: 28996434EU1



- Un air frais et sans odeurs dans toute la cuisine
- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : 2 filtres sans cadre
- Faible résistance à l'écoulement grâce à une forme spécifique