

DKFS 31-R

Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérable

Pour les hottes à recyclage d'air Miele DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30.



Numéro EAN: 4002516441892 / Numéro de matériel: 11793540 /
Ancien Numéro de matériel: 28996436EU1

- Kit pour première mise en service
- Un air frais et sans odeurs dans toute la cuisine
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Faible résistance à l'écoulement grâce à une forme spécifique
- Contenu : 2 filtres DKF 31-R avec cadre