

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Produit de lavage manuel, neutre, 1 l

avec bec verseur, pour prétraitement manuel, respectueux de l'environnement.



- Instruments propres et sûrs grâce à perform. de nettoyage optim.
- Préservation élevée des matériaux
- Principes actifs aisément biodégradables
- Sans phosphates
- Emballage recyclable, y compris fermeture et étiquette

Numéro EAN: 7612594269546 / Numéro de matériel: 11847280 /  
Ancien Numéro de matériel: 6980M0101V1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination des résidus organiques	Très bien
Trempage des instruments et ustensiles préalablement au traitement en machine	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	7,5
Petite ouverture pour faciliter le versement	•
Principaux domaines d'utilis.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Urologie	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de lavage neutre
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Inhibiteurs de corrosion, Acides organiques, Tensioactif, tensioactif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient à l'aluminium non anodisé	•
Convient à la céramique	•
Prévient la corrosion	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Sans phosphates	•
Convient pour les instruments standards	•
Convient au traitement manuel des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Convient pour les instruments chirurgicaux	•
Convient pour les appareils d'anesthésie	•
Pour prévenir et réduire le dessèchement des surfaces encrassées	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	85
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	85
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	85
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	85

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Produit de lavage manuel, neutre, 1 l

avec bec verseur, pour prétraitement manuel, respectueux de l'environnement.

Numéro EAN: 7612594269546 / Numéro de matériel: 11847280 /

Ancien Numéro de matériel: 6980M0101V1

Poids brut en kg 1

Capacité en ml 1000

**Conformités, contrôles, indic.**

CE

•

