

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Produit de lavage polyvalent, moyennement alcalin, 1 l

à col large, le traitement optimal des instruments standard et de transfert.



- Produit de lavage à la fois performant et préservant matériaux
- Approprié pour toute sorte d'instruments
- Principes actifs spécifiques, sélectionnés et de grande qualité
- Faiblement moussant, sans parfum, ni colorant
- Emballage recyclable, y compris fermeture et étiquette

Numéro EAN: 7612594269348 / Numéro de matériel: 11847720 / Ancien Numéro de matériel: 6980M0481V1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Très bien
Élimination des résidus organiques	Très bien
Élimination des restes de cultures cellulaires et tissulaires	Très bien
Élimination des mucosités des instruments médicaux	Sehr gut
Réduit l'adhérence des impuretés sur les surfaces	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur pH de la solution	10,0
Principaux domaines d'utilis.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Enzyme,Séquestrants (sans phosphate),Conservateur,P hosphate,Tensioactif,tensio actif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient à l'aluminium non anodisé	•
Convient à la céramique	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Utilisations multiples	•
Haut degré de préservation des matériaux	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient pour les des matériaux sensibles	•
Convient pour les instruments standards	•
Convient pour les métaux non ferreux	•
Convenant à l'aluminium anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Convient pour les instruments chirurgicaux	•
Convient pour les instruments microchirurgicaux	•
Convient pour les instruments MIS	•
Convient pour les appareils d'anesthésie	•
Convient pour les appareils respiratoires	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Produit de lavage polyvalent, moyennement alcalin, 1 l

à col large, le traitement optimal des instruments standard et de transfert.



Numéro EAN: 7612594269348 / Numéro de matériel: 11847720 /

Ancien Numéro de matériel: 6980M0481V1

Convient pour les ustensiles de soin

•

Convient pour les récipients de stérilisation en aluminium

•

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

244

Dimension extérieure, largeur nette en mm

83

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

83

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

244

Dimension extérieure, largeur brute en mm

83

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

83

Poids brut en kg

1

Capacité en ml

1000

Conformités, contrôles, indic.

CE

•