

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec bec verseur, pour une neutralisation optimale à base d'acide organique.



- Neutralisant doux pour l'élimination de résidus alcalins
- Préservation élevée des matériaux, sans tensioactifs
- Se combine aisément avec le produit de lavage ProCare Med 10 MA
- Dosage simplifié grâce à un bec verseur de précision
- Emballage recyclable, y compris fermeture et étiquette

Numéro EAN: 7612594269577 / Numéro de matériel: 11847780 /

Ancien Numéro de matériel: 6980M0501V1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Élimine en douceur les résidus alcalins des instruments et ustensiles réutilisables	Sehr gut
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Valeur pH de la solution	2,6
Petite ouverture pour faciliter le versement	•
Principaux domaines d'utilis.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acides organiques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient à l'aluminium non anodisé	•
Convient à la céramique	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Sans tensioactifs	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la cuve de lavage	•
Convient pour les instruments standards	•
Convenant à l'aluminium anodisé	•
Convient pour la neutralisation de l'aluminium non anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Convient pour les instruments chirurgicaux	•
Convient pour les instruments microchirurgicaux	•
Convient pour les appareils d'anesthésie	•
Convient pour les appareils respiratoires	•
Convient pour les ustensiles de soin	•
Convient pour les récipients de stérilisation en aluminium	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	85
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	85
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	244

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

avec bec verseur, pour une neutralisation optimale à base d'acide organique.



Numéro EAN: 7612594269577 / Numéro de matériel: 11847780 /

Ancien Numéro de matériel: 6980M0501V1

Dimension extérieure, largeur brute en mm	85
---	----

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	85
--	----

Poids brut en kg	1
------------------	---

Capacité en ml	1000
----------------	------

<b>Conformités, contrôles, indic.</b>	
---------------------------------------	--

CE	•
----	---