

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Produit de rinçage, neutre, 1 l

avec bec verseur, pour rinçage final d'instruments et ustensiles, biocompatible.



- Temps séchage nettement plus courts, faible formation de taches
- Rinçage clair et précis grâce à réduction de tension de surface
- Dosage simplifié grâce à un bec verseur de précision
- Emballage recyclable, y compris fermeture et étiquette

Numéro EAN: 7612594269638 / Numéro de matériel: 11848250 /
Ancien Numéro de matériel: 6980M0701V1

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Recommandation de dosage	
Valeur pH de la solution	7,9
Petite ouverture pour faciliter le versement	•
Principaux domaines d'utilis.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Conservateur, Acides organiques, Tensioactif, tensioactif non ionique
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour l'inox	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient à l'aluminium non anodisé	•
Convient à la céramique	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Excellente capacité de rinçage	•
Convient pour les instruments standards	•
Convenant à l'aluminium anodisé	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Convient pour les instruments chirurgicaux	•
Convient pour les instruments microchirurgicaux	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	85
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	85
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	85
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	85
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	1000
Conformités, contrôles, indic.	
CE	•