

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Produit d'entretien d'instruments, 200 ml

pour pulvérisation, entretien manuel de dispositifs médicaux.



- Assure lubrification joints, charnières, surfaces de glissement
- Préservation élevée des matériaux et de l'usure des instrument
- Pour protect. anticorrosion, rouille, ternissement et taches
- À base d'huile blanche médicale de haute qualité, sans allergènes
- Huile perméable à la vapeur, appropriée pour la stérilisation
- Emballage recyclable

Numéro EAN: 7612594269669 / Numéro de matériel: 11848680 / Ancien Numéro de matériel: 6980M0961V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Utilisations possibles	
Entretien manuel	Sehr gut
Principaux domaines d'utilis.	
Médecine générale	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynécologie	•
Médecine ORL	•
Ophtalmologie	•
Urologie	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit d'entretien
Composants	Huile de paraffine
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Convient au traitement manuel des instruments et ustensiles	•
Convient aux dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non invasifs	•
Convient pour les instruments chirurgicaux	•
Convient à tous les métaux utilisés pour les dispositifs médicaux	•
Ne convient pas aux objets en polymère	•
Convient pour les instruments chirurgicaux à composants mobiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	174
Dimension extérieure, largeur nette en mm	50
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	50
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	174
Dimension extérieure, largeur brute en mm	50
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids brut en kg	0
Capacité en ml	200
Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•