

CK/1 DIN 51
Clé à bidon
pour ouverture simple de bidons ProCare de 5, 10 et 20 l.



Numéro EAN: 4002516480839 / Numéro de matériel: 11851600 /
Ancien Numéro de matériel: 66990002EU1

Famille produit	
ProCare	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	27
Dimension extérieure, largeur nette en mm	223
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	85
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids brut en kg	0

- Clé à main robuste et durable
- Ouverture et fermeture aisées des bidons de produit sans effort
- Utilisable des deux côtés