


APLW 511

Chariot

sans niveaux pour le nettoyage de verrerie et d'ustensiles de laboratoire.



- Pour le traitement de compléments et de paniers à mailles
- Selon la hauteur, jusqu'à neuf modules peuvent être utilisés
- Baguettes et supports partiellement extractibles

Numéro EAN: 4002516525974 / Numéro de matériel: 11852850 /  
Ancien Numéro de matériel: 69650300D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot avec modules complémentaires	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	534
Dimension extérieure, largeur nette en mm	636
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	800
Dimension extérieure, largeur brute en mm	720
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	20,16
Poids brut en kg	31,20