


APLW 152

Panier

pour la prise en charge de divers compléments.



- Utilisable dans le niveau 1
- Hauteur de chargement variable selon les paniers utilisés
- Dimensions de chargement : largeur 507 mm, profondeur 545 mm

Numéro EAN: 4002516526001 / Numéro de matériel: 11854310 /
Ancien Numéro de matériel: 69615200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	180
Dimension extérieure, largeur nette en mm	559
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	568
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	180
Dimension extérieure, largeur brute en mm	570
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	625
Poids net en kg	2,33
Poids brut en kg	3,41