

WA IM 253 L

Lessive spéciale Impraprotect 250 ml
pour les vêtements de sport et de pluie.

Numéro EAN: 4002516464778 / Numéro de matériel: 11873090 /
Ancien Numéro de matériel: 11997209INT



- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Les meilleurs résultats avec une fixation thermique à raccord
- Sans résines de fluorocarbone
- Permet aux fibres de respirer
- Très économique – pour 5 utilisations
- Du linge propre, tout simplement. Avec Miele.