

WA UP2 1402 L  
Miele UltraPhase 2,  
lessive à deux composants actifs pr le blanc, les couleurs et le linge délicat.

Numéro EAN: 4002516505150 / Numéro de matériel: 11891790 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997211EU1



- Aucun surdosage grâce au dosage automatique
- Oxygène actif pour éliminer efficacement et en douceur les taches
- OxiCare pour des textiles et un appareil propres et entretenus
- WhiteBooster pour un blanc éclatant
- Haut rendement – 1,4 litre pour 50 cycles de lavage
- Pour lave-linge et lave-/sèche-linge Miele avec TwinDos