

APLW 869  
Batterie  
pour utilisation dans ATT 86.



- Temps de charge cinq heures
- Chargeur APLW 868 disponible séparément.
- Capacité de charge 2,9 Ah

Numéro EAN: 4002516562016 / Numéro de matériel: 11936210 /  
Ancien Numéro de matériel: 69686900D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	239
Dimension extérieure, largeur nette en mm	117
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	75
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	350
Poids net en kg	2,85
Poids brut en kg	3,01
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Directive RoHS	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Protection contre les projections d'eau IPX5	•
GS	•
TÜV	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•