

WA WC 1503 L  
Lessive linge délicat WoolCare 1,5 L  
pour la laine, la soie et autres textiles délicats.

Numéro EAN: 4002516531210 / Numéro de matériel: 11979160 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997230EU1



- Nettoyage en douceur et soin des fibres : des vêtements souples
- Avec des protéines de blé, une cure de soins pour vos textiles
- FoamCare – Nettoyage en douceur grâce à un tapis de mousse souple
- Bouteille plastique 100 % recyclé, pour un environnement protégé
- Sans microplastiques, azurants optiques et agents de blanchiment
- Bouteille recyclable. Test et certification externes